

Wondfo® COVID- 19 AntiGen Test (Lateral-Flow-Methode) BfArM* gelistet & PEI* evaluiert

Grundinformationen:

- Model: Wondfo® COVID-19 AntiGen Schnelltest
beim *Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet,
sowie vom *Paul Ehrlich Institut evaluiert.
Herstellerzertifizierung TÜV EN 13485:2016
Art der Probe: 3 Möglichkeiten 1. Abstrich vord. Nasenbereich (anterior nasal)
2. (nasopharyngeal) 3. (oropharyngeal)
Auswertungsdauer 15 Min. VPE 20Stk.
Sensitivität 96,18%- Spezifität 99%

