



Hotgen® Novel Antigen Schnelltest

Die Testdurchführung ist aufgrund der bereits mit Puffer vorbefüllten Reagenzgefäße besonders unkompliziert. Ermöglicht ein zuverlässiges Testergebnis innerhalb von 15 Minuten.

- * Sensitivität: 95,37%
- * Spezifität : 99,13%
- * vorbefüllt
- * Probeentnahme : vorderer/tiefer Nasen-Rachen-Abstrich
- * Verwendung nur durch medizinisches Fachpersonal oder nachweislich geschulte Personen
- * 40 Tests pro Packung (vorbefüllt)
- * 480 Stk. pro Karton = 12 Packungen

