



LEPU MEDICAL® NASOCHECKcomfort

Der Corona-Schnelltest NASOCHECKcomfort zeichnet sich besonders durch seine einfache und sichere Anwendung aus. Ein kurzer steriler Tupfer wird lediglich 2 cm tief in beiden Nasenlöchern gerollt, in die Testkarte gesteckt und anschließend werden 6 Tropfen der Testflüssigkeit darauf gegeben. Nach nur 15 Minuten zeigt der Test über Farbstreifen ein positives oder negatives Ergebnis an.

- * Sensitivität 95,06%
- * Spezifität 99,26%
- * Probeentnahme: vorderer Nasenabstrich
- * besonders einfache Umsetzung
- * keine Kreuzreaktivität
- * keine Fachkenntnisse notwendig
- * einzeln verpackt
- * 150 Stück pro Karton

