



## Joinstar® Antigen Selbsttest

Dieses Kit wird verwendet, um das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Antigenen in menschlichen vorderen Nasenabstrich-Proben nachzuweisen.

Es kann zur Eigenkontrolle bei für COVID-19 charakteristischen Symptomen eingesetzt werden.

- \* Sensitivität: 96,10%
- \* Spezifität: 99,20%
- \* Probeentnahme: vorderer Nasenabstrich
- \* Auswertungsdauer: 15 Min.
- \* Selbsttest zur Eigenanwendung
- \* einfache Handhabung
- \* 5 Tests pro Box
- \* 500 Stück pro Karton

