



MP Biomedicals® Antigen Selbsttest

Bestimmung von SARS-CoV-2 Antigenen in anterioren Nasenabstrichen (Nase vorne) von Personen mit Verdacht auf COVID-19 innerhalb der ersten sieben Tage nach Auftreten der Symptome konzipiert

- * Sensitivität: 97,70%
- * Spezifität: 99,84%
- * Probeentnahme: vorderer Nasenabstrich
- * Selbsttest zur Eigenanwendung
- * Auswertungsdauer: 15-20 Minuten
- * 5 Tests pro Box
- * 500 Stück pro Karton

