



CLUNGENE® COVID- 19 AntiGen Test BfArM* gelistet

Grundinformationen:

- Model: CLUNGENE® COVID-19 AntiGen Schnelltest
beim *Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet
Tüv Rheinland zertifiziert
>>> Hinweis: Nur von medizinischen Fachpersonal anzuwenden! <<<
EN ISO 13485:2016
Sensitivität 91,8-99,7% - Spezifität 98,2-100%
Rachen- oder Nasenabstrich

- BfArM gelistet
- 25Stk. pro Packung
- 50 Packungen pro Karton
- inkl. Lagertemperatur Protokoll



CLUNGENE® COVID-19 Rapid Test