



JOINSTAR® COVID- 19 AntiGen Test (Latex) BfArM* gelistet

Grundinformationen:

- Model: JOINSTAR® COVID-19 AntiGen Schnelltest
beim *Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet
>>> Hinweis: Nur von medizinischen Fachpersonal anzuwenden! <<<
EN ISO 13485:2016
Sensitivität: 95,00% - Spezifität 100%
Speichel-, Sputum- oder Stuhl-Proben

- BfArM gelistet
- 25Stk. pro Packung
- 32 Packungen pro Karton
- inkl. Lagertemperatur Protokoll

JOINSTAR® COVID-19 Rapid Test (Latex)

