



JOINSTAR® Antigen Schnelltest Speichel

Der SARS-CoV-2 Antigen test bietet eine hohe Sensitivität und Spezifität und liefert schon nach wenigen Minuten zuverlässige Testergebnisse.

- * Sensitivität: 96,10%
- * Spezifität: 99%
- * vorgefüllt
- * Probeentnahme: Speichel
- * Keine Kreuzreaktivität
- * Verwendung nur durch medizinisches Fachpersonal oder nachweislich geschulte Personen
- * Ergebnis in ca. 10-15 Minuten
- * 25 Stk. pro Packung
- * 32 Pk. pro Karton = 800 Stück

