



Clungene COVID-19 Saliva-Test

Der Clungene COVID-19 Saliva-Test zeichnet sich besonders durch seine einfache und sichere Anwendung aus. Für die Testdurchführung ist keine invasive Probenentnahme notwendig, sodass er besonders für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung geeignet ist.

- * Sensitivität: 98,00%
- * Spezifität: 99,70%
- * Probeentnahme: Speichel
- * nicht investiver, Antigen-Schnelltest
- * Auswertungsdauer: 15 Min.
- * Vorteil: kein Nasen- oder Rachenabstrich notwendig!
- * einfache Handhabung
- * Verwendung nur durch medizinisches Fachpersonal, oder nachweislich geschulte Personen
- * 20 Tests pro Box
- * 1000 Stück pro Karton

