



# Greenspring® 4in1 Antigen Schnelltest

Lateral-Flow-Immunoassay zum qualitativen Nachweis von Nucleocapsid-Protein-Antigenen mit sanftem Nasenabstrich im vorderen Bereich. Desgleichen auch als Spucktest nutzbar, ebenso auch als Rachentest einsetzbar und als Lollitest.

- \* Sensitivität: 98,00%
- \* Spezifität: 100%
- \* Probeentnahme: 4in1 mit vorderem Nasenabstrich, hinterem Nasenabstrich, Rachenabstrich und Lutschtest.
- \* erkennt Omikron
- \* nur für medizinisches Fachpersonal, oder nachweislich geschulte Personen
- \* Auswertungsdauer: 15 Min.
- \* 25 Tests pro Box
- \* 1000 Stück pro Karton

