



Watmind® Lolly Antigen Schnelltest

Der Testkit für die Diagnostik von SARS-CoV-2-Ag (kolloidales Gold) ist ein schneller Lateral-Flow-Immunoassay für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 direkt aus Speichelproben, ohne virale Transportmedien. Das Kit enthält alle Komponenten, die zur Durchführung eines Tests auf SARS-CoV-2 erforderlich sind.

- * Sensitivität: 95,51%
- * Spezifität: 99,12%
- * Probeentnahme: Speichel
- * einfache Testdurchführung ohne Labor (PoC)
- * unkomplizierte Probeentnahme
- * besonders für Kinder gut geeignet
- * Auswertungsdauer: 15 Min.
- * 25 Tests pro Box
- * 1000 Stück pro Karton

